



PRODUCTINFORMATIE PATELLA BASIC



Dutch

Omschrijving: Patella Basic is een patellaband voor matige grip en stabiliteit gemaakt van duurzaam en licht neopreen. Biedt extra fixatie op de knie en voorkomt vernauwingen in de bloedsomloop. Speciale vulling ondersteunt de patellapees en verlicht pijn door compressie.

Maatvoering:

MAAT	ART.NR.
EEN MAAT	PO 31512



Indicaties: Osgood-Schlatter, Jumpers knee, ontsteking van de patellapees (tendinitis), overbelasting van de patellapees, ondersteuning bij sport of dagelijkse activiteiten

Gebruiksaanwijzing:

1. Open de klittenbandverbindingen
2. Plaats het U-vormige kussentje op de pees, onder de knieschijf met de opening naar boven gericht.
3. Leg vervolgens de band om de knie en sluit de klittenbandsluiting. Zorg ervoor dat de compressie comfortabel is. Zorg ervoor dat de klem niet te strak zit. Te veel compressie kan leiden tot een verminderde bloedstroom.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd

te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedsomloop niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommesades moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION PATELLA BASIC



English

Description: Patella Basic is a patella strap for moderate grip and stability made of durable and light neoprene. Provides extra fixation on the knee and prevents constrictions in the blood circulation. Special padding supports the patellar tendon and relieves pain through compression.

Sizing:

SIZE	ART.NR.
ONE SIZE	PO 31512



Indications: Osgood-Schlatter, Jumpers knee, inflammation of the patellar tendon (tendinitis), patellar tendon overload, support in sports or daily activities

Manual:

1. Open the Velcro connections
2. Place the U-shaped pad on the tendon, below the kneecap with the opening facing up.
3. Then put the band around the knee and close the Velcro fastener. Make sure that the compression is comfortable. Make sure the clamp is not too tight. Excessive compression can lead to decreased blood flow.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with the advice and instructions of your doctor. The product should be installed by a trained

professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT PATELLA BASIC

French



Description: Patella Basic est une sangle rotulienne pour une adhérence et une stabilité modérées en néoprène durable et léger. Fournit une fixation supplémentaire sur le genou et empêche les constrictions dans la circulation sanguine. Un rembourrage spécial soutient le tendon rotulien et soulage la douleur par compression.

DIMENSION	ART.NR.
UNE TAILLE	PO 31512



Indications: Osgood-Schlatter, Genou de sauteur, inflammation du tendon rotulien (tendinite), surcharge du tendon rotulien, soutien dans les activités sportives ou quotidiennes

Manuel d'utilisation:

- Ouvrez les connexions Velcro
- Placez le coussin en forme de U sur le tendon, sous la rotule avec l'ouverture vers le haut.
- Ensuite, placez la bande autour du genou et fermez la fermeture Velcro. Assurez-vous que la compression est confortable. Assurez-vous que la pince n'est pas trop serrée. Une compression excessive peut entraîner une diminution du flux sanguin.

Informations importantes et avertissements :

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION PATELLA BASIC

Deutsch



die Beschreibung: Patella Basic ist ein Patellaband für moderaten Grip und Stabilität aus strapazierfähigem und leichtem Neopren. Bietet zusätzliche Fixierung am Knie und beugt Einschränkungen im Blutkreislauf vor. Eine spezielle Polsterung unterstützt die Patellasehne und lindert Schmerzen durch Kompression.

die Bemessung:

GRÖSSE	ART.NR.
EINE GRÖSSE	PO 31512



Indikationen: Osgood-Schlatter, Jumpers Knie, Patellasehnenentzündung (Tendinitis), Patellasehnenüberlastung, Unterstützung beim Sport oder bei täglichen Aktivitäten

Gebrauchsanweisung:

- Öffnen der Klettverbindungen
- Legen Sie das U-förmige Polster auf die Sehne, unterhalb der Kniescheibe mit der Öffnung nach oben.
- Legen Sie dann das Band um das Knie und schließen Sie den Klettverschluss. Achten Sie auf eine angenehme Kompression. Achten Sie darauf, dass die Klammer nicht zu eng ist. Eine zu starke Kompression kann zu einer verminderten Durchblutung führen.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan.

Waschanleitung:

